


### PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le masque que vous détenez est un masque de protection respiratoire type FFP2 (Norme GB2626-2006/KN95 équivalent FFP2)



### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Conformité norme EN 149:2001+A1:2009
- Conformité norme GB2626-2006/KN95 (Equivalent FFP2)




### CONSIGNES D'UTILISATION

Le remplacement est recommandé dans un délai de 8h.

Une fois mis en place, le masque ne doit plus être touché. Une fois enlevé, il ne doit pas être réutilisé.

Il doit être changé immédiatement chaque fois qu'il est souillé, mouillé, ou mal positionné sur le visage.



1 Vérifier l'intégrité du masque avant utilisation



2 Tenir les élastiques à 2 mains et les passer derrière les oreilles. Positionner le haut du masque bien au dessus du nez



3 Bien positionner le masque pour qu'il recouvre le nez et le menton



4 Presser le passage du nez pour qu'il colle bien au visage



5 Plaquer le masque et vérifier son étanchéité en respirant

### REFERENCE

Référence : 319031010

### CONDITIONEMENT

Boîte de 24 masques



Il est nécessaire que le masque soit bien maintenu sur votre visage. Si les élastiques de maintien se détendent, ne plus utiliser ce masque.